

Asmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46597

Artikelnummer: CM0018238



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ASMT (Acetylserotonin O-Methyltransferase) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal zur Untersuchung von Melatonin-Biosynthesewegen. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Spezies	Human
GenID (Human)	438
GenID	438
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 76-298 von humanem ASMT (NP_001164510.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P46597
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel