

Aspm Kaninchen Pab - Gen-Id: 259266

Artikelnummer: CM0022595

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ASPM (abnormal spindle-like microcephaly-associated protein). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die neuroentwicklungsbiologische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ASPM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
Gen-ID	259266
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von menschlichem ASPM entspricht (NP_060606.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel