


Ass1 Kaninchen-Pak - P00966

Artikelnummer: CM0022279



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ASS1 (Argininosuccinat-Synthetase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; geeignet für die Harnstoffzyklus- und Arginin-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASS1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	445
Gen-ID	445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-412 von humanem ASS1 (NP_446464.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00966
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel