


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3 (R17) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000384



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für asymmetrisch an Arginin 17 (R17) dimethyliertes Histon H3. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid rund um R17 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel