


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3-R2 (Q16695/P68431) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000271



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen asymmetrische Dimethylierung an Arginin 2 von Histon H3 (Q16695/P68431). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid um R2 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel