


Asymmetrische Dimethyl-Histon H3-R2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000243



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper erkennt spezifisch die asymmetrische Dimethylierung von Histon H3 an Arginin 2 (H3R2me2a). Er ist geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten und unterstützt epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrische DiMethyl-Histon H3-R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetrische DiMethyl-Histon H3-R2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid um Position R2 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel