


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3-R26 (Q16695 / P68431) Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000305



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der asymmetrisches Dimethyl-Histon H3 an R26 (Q16695/P68431) zielt, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte und anderen weitbreit prognostizierten Arten. Ideal für Chromatin- und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R26 Kaninchen-pAK
Bemerkungen/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Weite Bereich prognostiziert)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel