


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3-R8 Kaninchen Mab (Q16695/P68431) Für Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000249



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die asymmetrische Dimethylierung an Arginin 8 von Histon H3 (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, DB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Studien zur Epigenetik und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histon H3; HIST1H3A; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid um R8 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel