

Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3-R8 Kaninchen Pab (Q16695 / P68431) - Validiert Für Wb, Ihc-P, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000374



Einführung

Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 polyklonales Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP. Erkennt Mensch, Maus, Ratte und weitere Spezies (breites Spektrum vorhergesagt). Ideal für epigenetische Studien zur Argininmethylierung und Chromatinregulation. UniProt: Q16695 / P68431.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid um Position R8 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel