


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H4-R3 (P62805) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000276



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für asymmetrische Dimethylierung an Arg3 von Histon H4 (Swiss-Prot P62805). Validiert für Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Vorhergesagte Reaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und weiteren Spezies, was es zu einem wertvollen Werkzeug für epigenetische und Chromatin-Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H4-R3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H4-R3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid um R3 des menschlichen HIST2H4A (NP_003529.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel