


Asymmetrisches Dimethyl-Histon H4-R3 Kaninchen Pab | P62805 | Validiert Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000262



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper spezifisch für die asymmetrische Dimethylierung von Histon H4 an Arginin 3 (P62805). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Zeigt eine breite Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische und Chromatin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H4-R3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H4-R3
Spezies	Human
GenID (Human)	H4
GenID	8359
Immunogen	Ein synthetisches asymmetrisch dimethyliertes Peptid rund um R3 von humanem Histon H4 (NP_003539.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Krossreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel