

Ate1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95260

Artikelnummer: CM0007212



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ATE1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ATE1. Ideal für die Erforschung der N-terminalen Arginylierung und des Ubiquitin-abhängigen Abbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATE1 Kaninchen mAb
Spezies	Human
GeneID (Human)	11101
GeneID	11101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem ATE1 (NP_001001976.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95260
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel