

Atf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P18846

Artikelnummer: CM0030597

Einführung

ATF1 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA bei Mensch und Maus. Ziel ist der cAMP-abhängige Transkriptionsfaktor ATF-1, ein wichtiges CRE-bindendes Protein, das an der Zellproliferation und Transformation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	466
Gen-ID	466
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem ATF1 (NP_005162.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P18846
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel