

Atf6 Rabbit Mab - P18850

Artikelnummer: CM0007794

Einführung

Anti-ATF6 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IP, IHC-P und ELISA. Zielt auf humanes ATF6, eine Vorstufe des wichtigsten UPR-Transkriptionsfaktors, die in der ER-Membran verankert ist. Zuverlässiges Rohmaterial für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ACHM7; ATF6A
Spezies	Mensch
GenID	22926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-194 von humanem ATF6 (NP_031374.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18850
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel