

Atf6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

Artikelnummer: CM0016689

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen ATF6 (ACHM7/ATF6A). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von ER-Stress und UPR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22926
GenID	22926
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18850
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel