

Atmin Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43313

Artikelnummer: CM0027087

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ATMIN (ASCIZ/ZNF822). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Schäden und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATMIN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23300
Gen-ID	23300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-360 des humanen ATMIN (NP_056066.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43313
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel