

Atp1A2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P50993

Artikelnummer: CM0014348

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ATP1A2 (P50993). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Natriumpumpen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 des humanen ATP1A2 (NP_000693.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50993
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eistasche