


Atp6V1A Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P38606

Artikelnummer: CM0013557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP6V1A, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das Mausprotein. Targetiert die katalytische Untereinheit der V-ATPase für Autophagie- und lysosomale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	523
GeneID	523
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem ATP6V1A entspricht (NP_001681.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P38606
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel