


Atr Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0005019



Einführung

ATR Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA in humanen Proben. Zielt auf die Serin/Threonin-Proteinkinase ATR, einen kritischen Regulator von DNA-Schadens-Kontrollpunkten. UniProt Q13535.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATR Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
Spezies	Mensch
GenID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem ATR (NP_001175.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Eisbeutel