


Atr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0024774



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ATR (Serin/Threonin-Proteinkinase ATR) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert für die Detektion von ATR in der Forschung zu DNA-Schäden und Checkpoint-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATR Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	545
GenID	545
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301kDa
Versand	Eisbeutel