

Bag3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Artikelnummer: CM0011209

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen BAG3 (Bcl-2-assoziiertes Athanogen 3), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines BAG3; zielt auf Co-Chaperon in Autophagie, Apoptose und Stressantwort ab. Ideal für Krebs- und Neurodegenerationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAG3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Spezies	Mensch
GenID	9531
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem BAG3 (O95817) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95817
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel