

Bank1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ndb2

Artikelnummer: CM0015883

Einführung

BANK1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das B-Zell-Gerüstprotein ab, das an der BCR-Signalübertragung und Kalziummobilisierung beteiligt ist. Geeignet für Immunologie- und Autoimmunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BANK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BANK; BANK1
Spezies	Mensch
Gen-ID	55024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 516-785 des menschlichen BANK1 (NP_060405.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NDB2
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel