

Batf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr55

Artikelnummer: CM0013622

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BATF3, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Studien zur dendritischen Zelldifferenzierung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BATF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JDP1; SNFT; JUNDM1; BATF3
Spezies	Human
GeneID (Human)	55509
GeneID	55509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-127 von humanem BATF3 (NP_061134.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NR55
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche