


Baz1A Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrl2

Artikelnummer: CM0028502



Einführung

BAZ1A Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Chromatin-Remodellierungsfaktor ACF1 ab, der an DNA-Replikation und Transkription beteiligt ist. Ideal für den Forschungseinsatz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BAZ1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1347-1556 des menschlichen BAZ1A (NP_038476.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRL2
Proteingewicht	179 kDa
Versand	Eisbeutel