

Bcas2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75934

Artikelnummer: CM0027742



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches BCAS2 (SPF27), einen prä-mRNA-Spleißfaktor, gerichtet ist. Validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für die DNA-Schadens- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCAS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
Spezies	Mensch
GenID	10286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-225 von menschlichem BCAS2 (NP_005863.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75934
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel