


Bcl10 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095999

Artikelnummer: CM0015202



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Bcl10 (NP_003912.1, Aminosäuren 1-118). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Immunsignalen und Lymphomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Bcl10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8915
GeneID	8915
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 von humanem Bcl10 (NP_003912.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095999
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel