

Bcl6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41182

Artikelnummer: CM0029897



Einführung

BCL6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Ratten-BCL6-Protein (79 kDa). BCL6 ist ein wichtiger Transkriptionsrepressor in Keimzentrums-B-Zellen und Lymphomen. Geeignet für Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Spezies	Mensch
GenID	604
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-280 von humanem BCL6 (NP_001124317.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41182
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel