

Bcs1L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Artikelnummer: CM0025144

Einführung

BCS1L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den mitochondrialen Chaperon BCS1L (48kDa) ab, der an der Assembly von Komplex III beteiligt ist; ideal für die mitochondriale Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCS1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	617
GenID	617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 33-240 von humanem BCS1L (NP_004319.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y276
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel