

Bgat Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16442

Artikelnummer: CM0009225



Einführung

BGAT Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem Material, zielt auf die Histo-Blutgruppen-ABO-System-Transferase (P16442) ab. Ideal für die Blutgruppenantigenforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BGAT Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	28
GeneID	28
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen BGAT (P16442) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16442
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistüte