

Bgn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21810

Artikelnummer: CM0028907

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Biglycan (BGN) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen (aa 20-230). Ideal für Untersuchungen der extrazellulären Matrix und die Erforschung der Kollagenfaserassemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BGN Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	633
GenID	633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-230 von humanem BGN (NP_001702.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21810
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel