


Bhmt Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q93088

Artikelnummer: CM0007640



Einführung

BHMT Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-BHMT, 45 kDa. Ideal für die Homocystein-Stoffwechselforschung und Leber-/Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BHMT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Spezies	Mensch
Gen-ID	635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 306-406 von menschlichem BHMT entspricht. (NP_001704.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q93088
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel