

Bid Rabbit Pab - P55957

Artikelnummer: CM0016224



Einführung

Bid Rabbit pAb (SWISS P55957) ist ein polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Bid gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bid Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FP497; Bid
Spezies	Mensch
Gen-ID	637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-195 von menschlichem Bid (NP_001187.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55957
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel