

Biotin Anti-Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0011911



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD4, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Identifizierung von T-Helferzellen, HIV-Rezeptorstudien und Immunprofiling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
Gen-ID	920 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P01730
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel