

Biotin Anti-Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0012617



Einführung

Biotin-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus Affen-CD4, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Identifizierung von T-Helferzellen, Immunantwortstudien und HIV-Forschung. Forschungsreiner IVD-Rohstoff.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Mensch/Affe CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	920
GenID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel