

Biotin Anti-Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0005879



Einführung

Biotinkonjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und cynomolgus CD45 (P08575). Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für T-Zell-Aktivierungsstudien und den Nachweis von Leukozyten-Common-Antigen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575
Proteingewicht	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel