


Biotin Anti-Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0011695



Einführung

Biotin-markierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und Javaneraffen-CD8a, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die T-Zell-Immunphänotypisierung, die Erforschung von Immun-Checkpoints und zelluläre Zytotoxizitäts-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human/Affen CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	925
GeneID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P01732
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel