

Biotin Anti-Hla-Dr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01903

Artikelnummer: CM0012105



Einführung

Biotinylierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche/cynomolgische HLA-DR- α -Kette (P01903), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Analyse der MHC-Klasse-II-Expression auf antigenpräsentierenden Zellen und das Immunmonitoring.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen-anti-Mensch/Affe HLA-DR mAk
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3122
GenID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem HLA-DR
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel