

Biotin-Konjugierter Monoklonaler Anti-Human-Cd11B-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P11215

Artikelnummer: CM0010890



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes CD11b für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes Integrin alpha-M (MAC-1), das auf Monozyten und Granulozyten exprimiert wird. Geeignet für die Zelloberflächenfärbung und die Untersuchung der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Maus-anti-humanes-CD11b-mAb
Bezeichnungen/Aliase	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3684
GeneID	3684
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem CD11b
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11215
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku