

Biotin-Markierte Anti-Maus Cd117/C-Kit Monoklonale Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0005953



Einführung

Biotin-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die Maus-CD117/c-Kit-Rezeptor-Tyrosinkinase. Validiert für die Durchflusszytometrie, erkennt die extrazelluläre Domäne. Ideal für Stammzellbiologie, Hämatopoese und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen-anti-Maus CD117/c-Kit mAb
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Spezies	Maus
GenID (Maus)	16590
GenID (Mensch)	3815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-523 von Maus-CD117/c-Kit (NP_001116205.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	22kDa/108kDa/109kDa
Versand	Eisbeutel