

Biotin Anti-Maus Cd161C/Nk1.1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27814

Artikelnummer: CM0008917

Einführung

Biotinylierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD161c/NK1.1, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den stimulatorischen NK-Zell-Rezeptor, der an Zytotoxizität und Interferon-Gamma-Produktion beteiligt ist. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus CD161c/NK1.1 mAk
Anmerkungen/Aliasse	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR1.1; NK1.2; Klr1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR140; NKR-P1.9
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3820
GenID	17059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 67-223 von Maus CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27814
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel