

Biotin Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0005849

Einführung

Biotin-Kaninchen-Anti-Maus CD24 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf ein GPI-verankertes Glykoprotein ab, das an der Thymozytenentwicklung, B-Zell-Modulation und Immunsuppression beteiligt ist. Validiert in Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Kaninchen-Anti-Maus CD24 mAb
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nektadrin
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	100133941
Gen-ID	12484
Immunogen	Rekombinantes Protein (Aminosäuren 27-53 von Maus CD24, NP_033976.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eistasche