

Biotin Anti-Maus Tcr γ/δ Monoklonaler Antikörper - Tcr γ/δ

Artikelnummer: CM0011963

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Armenischem Hamster, der auf Maus-TCR γ/δ abzielt, optimiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Gamma-Delta-T-Zell-Subsets in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin anti-Maus TCR γ/δ mAb
Bemerkungen/Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Spezies	Maus
Gen-ID	110066/110067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-TCR γ/δ
Herkunft	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel