


Biotin Kaninchen Anti-Mensch Cd235A/Glykophorin A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P02724

Artikelnummer: CM0008564



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD235a/Glykophorin A für die Durchflusszytometrie. Glykophorin A ist das wichtigste Erythrozytenmembranprotein und MN-Blutgruppenantigen, das außerdem als Rezeptor für Hepatitis-A-Virus und Plasmodium falciparum dient.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen Anti-Mensch CD235a/Glykophorin A mAk
Bemerkungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGpMIV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2993
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-91 des menschlichen CD235a (NP_002090.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02724
Proteinmasse	13 kDa/16 kDa
Versand	Eisbeutel