

Biotin-Kaninchen Anti-Humaner Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0011191

Einführung

Biotinylierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD34 (P28906) für die Durchflusszytometrie. Validiert an humanen hämatopoetischen Vorläuferzellen. Zuverlässig für die Stammzellforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Kaninchen anti-humaner CD34 mAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3
Spezies	Human
GeneID (Human)	947
GeneID	947
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28906
Protein-Gewicht	35 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel