

Biotin-Kaninchen-Anti-Human-Cd34-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0005083

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD34, einen Marker für hämatopoetische Vorläuferzellen. Validiert für die Durchflusszytometrie. Kreuzreaktiv mit Human. Geeignet für die Stammzellforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Kaninchen-anti-Human-CD34 mAb
Anmerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	947
Gen-ID	947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-290 des humanen CD34 enthält (NP_001020280.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28906
Proteingewicht	35 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel