


Biotin Kaninchen Anti-Human Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25942

Artikelnummer: CM0008439



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD40, validiert für Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem CD40, einem Mitglied der TNF-Rezeptor-Superfamilie, das an der Immunantwort beteiligt ist. Geeignet für diagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human CD40 mAk
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Human
Gen-ID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-193 von humanem CD40 (NP_001241.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25942
Proteingewicht	22kDa/31kDa
Versand	Eisbeutel