

Biotin-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd45Ra-Monoklonaler Antikörper Für Die Flow-Zytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0010586

Einführung

Biotinylierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD45RA (Isoform 6 von PTPRC). Validiert für Anwendungen in der Flow-Zytometrie (FC). Ideal für die Leukozyten-Subtypisierung in der Forschung und für die Entwicklung von IVD-Assays. Molekulargewicht ca. 138 kDa. Reagiert mit humanem CD45RA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Kaninchen-anti-humanes-CD45RA-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-482 des humanen CD45RA (P08575-8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Kühlakku