

Biotin Kaninchen Anti-Human/Affe Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08571

Artikelnummer: CM0005390



Einführung

Biotin-markierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-CD14 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen; gewährleistet Reaktivität mit Monozyten und Makrophagen; ideal für Studien zur angeborenen Immunität und LPS-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human/Affe CD14 mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Human
GenID (Human)	929
GenID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-352 von humanem CD14 (NP_000582.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel