

Biotin-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd16 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08637 / O75015

Artikelnummer: CM0011673



Einführung

Biotinylierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affenes CD16 (FCGR3A/FCGR3B) für die Durchflusszytometrie. Kreuzreaktiv mit Mensch und Javaneraffe, ideal für die NK-Zell- und ADCC-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Mensch/Affe CD16 mAk
Bemerkungen/Aliase	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIII
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Gen-ID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-208 von menschlichem FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29 KDa/26 KDa
Versand	Eisbeutel