

Biotin Kaninchen Anti-Human/Affe Cd20 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11836

Artikelnummer: CM0005961



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen human/affen CD20 (B-Lymphozyten-Antigen CD20) gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt ein B-zellspezifisches Membranprotein, das an der Kalziumsignalgebung beteiligt ist, mit einem Molekulargewicht von 33-36 kDa. Ideal für Immunphänotypisierung und B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human/Affe CD20 mAk
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD20 (NP_068769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel